

Anticorpo Policlonal Anti-Uckl1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nwz5

Número do item: CM0024680

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra UCKL1 humano (uridina-citidina quinase-like 1), com reatividade cruzada com camundongo e rato. Validado para Western blot, IHC em parafina e ELISA. Adequado para pesquisa em metabolismo de nucleotídeos e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UCKL1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	UCKL1L; URKL1; UCKL1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	54963
GeneID	54963
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 do UCKL1 humano (NP_060329.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NWZ5
Peso Proteico	61kDa
Envio	Saco de gelo