

Anticorpo Policlonal Anti-Ucp1 Para Wb, Elisa - P10861

Número do item: CM0018842

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra UCP1 (Proteína desacopladora 1 da gordura marrom mitocondrial, Termogenina). Validado para WB e ELISA. Reage com camundongo. Adequado para pesquisa metabólica e estudos de termogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UCP1 Coelho pAb
Observações/Apelido	Proteína desacopladora 1 da gordura marrom mitocondrial
Espécie	Porco
ID do Gene (Humano)	7350
ID do Gene (Porco)	281561
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 da UCP1 bovina (NP_001160000.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P10861
Peso Proteico	33kDa
Envio	Saco de gelo