

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ucp1 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P12242

Número do item: CM0008557

introdução

Deteta especificamente a proteína de desacoplamento 1 da gordura marrom mitocondrial (UCP1/Termogenina) com alta afinidade. Ideal para o estudo da termogênese, balanço energético e tecido adiposo marrom em modelos de camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UCP1 Rabbit mAb
Observações/Alias	Ucp; Slc25a7
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	7350
ID do Gene	22227
Imunogeno	Peptídeo sintético: peptídeo sintetizado derivado da UCP1 de camundongo
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P12242
Peso da Proteína	33kDa
Envio	Saco de gelo