

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ucp1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P25874

Número do item: CM0025358



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra UCP1 humana (termogenina), validado para Western blot, imunohistoquímica e ELISA. Detecta UCP1 endógena em tecido adiposo marrom de humano, camundongo e rato. Ideal para estudos metabólicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UCP1 Rabbit pAb
Observações/Alias	UCP; SLC25A7; UCP1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	7350
GeneID	7350
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 da UCP1 humana (NP_068605.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P25874
Peso da Proteína	33 kDa
Transporte	Saco de gelo