

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ucp1 Para Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P25874

Número do item: CM0028632



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à UCP1 humana (Termogenina), validado para WB, IHC-P, IF-P e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Imunógeno recombinante abrangendo os aminoácidos 154-253. Ideal para pesquisa em termogênese mitocondrial e tecido adiposo marrom.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UCP1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	UCP; SLC25A7; UCP1
Espécie	Humano
ID do Gene	7350
Imunógeno	Proteína recombinante / Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 154-253 da UCP1 humana (NP_068605.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P25874
Peso Proteico	33kDa
Envio	Em saco de gelo