

Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Ucp2 Para Wb, Elisa - P55851

Número do item: CM0025067

introdução

Anticorpo policlonar de coelho direcionado a UCP2 (Proteína Desacoplante 2), validado para Western blot e ELISA, que reage com humano, camundongo e rato. Uso em pesquisa para estudos de metabolismo mitocondrial, estresse oxidativo e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UCP2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	UCPH; BMIQ4; SLC25A8; UCP2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7351
GeneID	7351
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 112-211 da UCP2 humana (NP_003346.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P55851
Peso da Proteína	33kDa
Envio	Bolsa de gelo