

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ucp3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P55916

Número do item: CM0024687

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-UCP3 validado para WB, IF/ICC, ELISA em humano, camundongo, rato. Tem como alvo a proteína mitocondrial de desacoplamento 3 de 34 kDa implicada na obesidade, diabetes e regulação metabólica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UCP3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	SLC25A9; UCP3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7352
GeneID	7352
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-110 do UCP3 humano (NP_073714.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P55916
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Saco de gelo