

Anticorpo Monoclonal Anti-Ue2B Para Wb, Ihc-P, Elisa - P63146

Número do item: CM0002836



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra UBE2B humano (RAD6B), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato, rato. Ideal para pesquisa da via da ubiquitina e reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho UBE2B
Observações/Apelido	HR6B, UBC2, HHR6B, RAD6B, E2-17kDa
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7320
Imunogénio	Um péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 53-152 do UBE2B humano (P63146)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P63146
Peso Proteico	17kDa
Envio	Saco de gelo