

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ufc1 Para Wb, Elisa - Q9Y3C8

Número do item: CM0007227



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-UFC1 validado para Western blotting (WB) e ELISA. Reconhece UFC1 humano, de camundongo e de rato, uma enzima semelhante a E2 fundamental na via de ufilação. Adequado para pesquisas sobre reciclagem de ribossomos, resposta a danos no DNA e autofagia do retículo endoplasmático.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	UFC1 mAb de coelho
Observações/Alias	NEDSG; HSPC155; UFC1
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	51506
ID do gene	51506
Imunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-130 da UFC1 humana (NP_057490.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q9Y3C8
Peso da proteína	19 kDa
Transporte	Bolsa de gelo