


Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Ufd1L Para Wb, Elisa - Q92890

Número do item: CM0025429



introdução

Anticorpo policlonar de coelho direcionado a UFD1L humano (proteína 1 de degradação por fusão de ubiquitina), validado para Western Blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Para pesquisa na degradação associada ao RE e via de ubiquitina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UFD1L Rabbit pAb
Observações/Alias	UFD1L
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7353
GeneID	7353
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo aminoácidos 1-307 da UFD1L humana (NP_005650.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92890
Peso Proteico	35kDa
Envio	Bolsa de gelo