


Anti-Ufd1L Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - Q92890

Número do item: CM0029689



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o UFD1L humano, adequado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com humano e camundongo. O UFD1L funciona na degradação associada ao RE e na regulação mitótica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UFD1L pAb de Coelho
Observações/Apelido	UFD1L
Espécie	Humano
GenelD (humano)	7353
GenelD	7353
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q92890
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Saquinete de gelo