


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Ufl1 Para Wb, If/Icc, Elisa - O94874

Número do item: CM0021580



introdução

Anticorpo policlonado de coelho direcionado a UFL1 humana (E3 UFM1-proteína ligase 1). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de ufmição, estresse do RE e dano ao DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UFL1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	NLBP; RCAD; Maxer; KIAA0776; UFL1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23376
GeneID	23376
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 601-794 da UFL1 humana (NP_056138.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O94874
Peso da Proteína	90kDa
Envio	Bolsa de gelo