


Anticorpo Monoclonal Anti-Ufm1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P61960

Número do item: CM0002216



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à UFM1 humana (modificador de dobra de ubiquitina 1). Validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para estudar a ufilação em danos ao DNA, estresse reticular e reciclagem de ribossomos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UFM1 Rabbit mAb
Observações/Alias	HLD14; BM-002; C13orf20; UFM1
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	51569
ID do Gene	51569
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-85 da UFM1 humana (P61960).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P61960
Peso Proteico	9kDa
Envio	Saco de gelo