


Anticorpo Policlonais Anti-Ugdh Para Ihc-P E Elisa - O60701

Número do item: CM0018574



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a UGDH (UDP-glicose 6-desidrogenase), validado para imunohistoquímica (IHC-P) e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e rato. É útil para pesquisa de biossíntese de glicosaminoglicanos e doenças do neurodesenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UGDH Coelho pAb
Observações/Apelido	GDH; UGD; DEE84; EIEE84; UDPGDH; UDP-GlcDH; UGDH
Espécie	Humana
GeneID (humano)	7358
GeneID	7358
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 165-494 da UGDH humana (NP_003350.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60701
Peso da Proteína	55kDa
Envio	Bolsa de gelo