


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ugdh Para Wb E Elisa - O60701

Número do item: CM0014653



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra UGDH (UDP-glicose 6-desidrogenase), validado para Western blot e ELISA. Detecta UGDH humana e de camundongo, uma enzima chave na síntese de glicosaminoglicanos, com um peso molecular previsto de 55 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UGDH Rabbit pAb
Observações/Alias	GDH; UGD; DEE84; EIEE84; UDPGDH; UDP-GlcDH; UGDH
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	7358
GeneID	7358
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O60701
Peso da Proteína	55kDa
Envio	Bolsa de gelo