

Anti-Uggt1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q9Nyu2

Número do item: CM0028176

introdução

Anti-UGGT1 Anticorpo Policlonal de Coelho de alta qualidade validado para WB e ELISA. Detecta UGGT1 (177 kDa) humano, de rato e de camundongo, um sensor de dobramento de glicoproteínas do RE. Ideal para pesquisas sobre estresse do RE e controle de qualidade de proteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UGGT1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	UGT1; HUGT1; UGCGL1; UGGT1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	56886
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1456-1555 do UGGT1 humano (NP_064505.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NYU2
Peso da Proteína	177kDa
Envio	Saco de gelo