

Anticorpo Policlonal Anti-Ugt1A1 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P22309

Número do item: CM0029039

introdução

Este anticorpo policlonal de coelho contra UGT1A1 humano (SWISS: P22309) é adequado para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Validado em humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisas sobre UDP-glicuronosiltransferase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UGT1A1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	GNT1; UGT1; UDPGT; UGT1A; HUG-BR1; BILIQTL1; UDPGT 1-1; UGT1A1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	54658
ID do Gene	54658
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 da UGT1A1 humana (NP_000454.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P22309
Peso Proteico	60kDa
Envio	Saco de gelo