

## Anticorpo Policlonal Anti-Ugt1A1 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P22309

Número do item: CM0017770

### introdução

Anticorpo UGT1A1 policlonal de coelho validado para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Detecta UDP-glucuronosiltransferase 1A1 em amostras humanas, de rato e de camundongo. Ideal para estudos de metabolismo de fármacos, conjugação de bilirrubina e toxicidade.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | UGT1A1 pAb de Coelho                                                                                                      |
| Observações/Apelido | GNT1; UGT1; UDPGT; UGT1A; HUG-BR1; BILIQTL1; UDPGT 1-1; UGT1A1                                                            |
| Espécie             | Humano                                                                                                                    |
| GeneID (Humano)     | 54658                                                                                                                     |
| GeneID              | 54658                                                                                                                     |
| Imunogênio          | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 da UGT1A1 humana (NP_000454.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                    |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA                                                                                                  |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                  |
| SWISS               | P22309                                                                                                                    |
| Peso Proteico       | 60 kDa                                                                                                                    |
| Envio               | Em saco de gelo                                                                                                           |