

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ugt1A1 Para Wb, Elisa - P22309

Número do item: CM0006840

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra UGT1A1 humana, adequado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada com rato. Relevante para estudos de metabolismo de fármacos de fase II, conjugação de bilirrubina e glicuronidação de hormônios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-UGT1A1
Observações/Alias	GNT1; UGT1; UDPGT; UGT1A; HUG-BR1; BILIQLT1; UDPGT 1-1; UGT1A1
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	54658
ID do Gene	54658
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Rato
SWISS	P22309
Peso da Proteína	60 kDa
Envio	Bolsa de gelo