

Anticorpo Policlonal Anti-Ugt1A6 Para Wb, Elisa - P19224

Número do item: CM0023308

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra UGT1A6 humano (UniProt P19224) para aplicações de Western blot e ELISA. Detecta UGT1A6 endógeno em amostras humanas e de camundongo. Adequado para pesquisa de metabolismo de drogas e desintoxicação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UGT1A6 Rabbit pAb
Observações/Apelido	GNT1, UGT1, HLUGP, UDPGT, UGT1A, UGT1C, UGT1E, UGT1F, HLUGP1, UGT-1A, UGT-1C, UGT-1E, UGT-1F, UGT1.1, UGT1.3, UGT1.5, UGT1.6, UGT1A1, UGT1A3, UGT1A5, UGT1-01, UGT1-03, UGT1-05, UGT1-06, UGT1A6S, hUG-BR1, UDPGT 1-6, UGT1A6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	54578
Imunógeno	Proteína Recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 65-270 do UGT1A6 humano (NP_001063.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P19224
Peso da Proteína	61kDa
Envio	Saco de gelo