

Anticorpo Policlonal Anti-Ugt1A6 Para Wb E Elisa - P19224

Número do item: CM0014950

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra UGT1A6 humana (SWISS: P19224). Validado para WB e ELISA, adequado para pesquisas sobre metabolismo e detoxificação de fármacos. Apresenta reação cruzada com amostras humanas e de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	UGT1A6 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	GNT1; UGT1; HLUGP; UDPGT; UGT1A; UGT1C; UGT1E; UGT1F; HLUGP1; UGT-1A; UGT-1C; UGT-1E; UGT-1F; UGT1.1; UGT1.3; UGT1.5; UGT1.6; UGT1A1; UGT1A3; UGT1A5; UGT1-01; UGT1-03; UGT1-05; UGT1-06; UGT1A6S; hUG-BR1; UDPGT 1-6; UGT1A6
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	54578
ID do gene	54578
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 65-270 da UGT1A6 humana (NP_001063.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	P19224
Peso da proteína	61 kDa
Envio	Bolsa de gelo