

Anticorpo Policlonal Anti-Ugt1A6 Para Wb, If-P, Elisa - P19224

Número do item: CM0020102

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra UGT1A6 humano, validado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Adequado para amostras humanas, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa em metabolismo de fármacos e desintoxicação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UGT1A6 Coelho pAb
Observações/Apelido	GNT1; UGT1; HLUGP; UDPGT; UGT1A; UGT1C; UGT1E; UGT1F; HLUGP1; UGT-1A; UGT-1C; UGT-1E; UGT-1F; UGT1.1; UGT1.3; UGT1.5; UGT1.6; UGT1A1; UGT1A3; UGT1A5; UGT1-01; UGT1-03; UGT1-05; UGT1-06; UGT1A6S; HUG-BR1; UDPGT 1-6; UGT1A6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	54578
GeneID	54578
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 65-270 do UGT1A6 humano (NP_001063.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P19224
Peso Proteico	61kDa
Transporte	Saco de gelo