

Anti-Ugt2B10 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - P36537

Número do item: CM0028693



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-UGT2B10 validado para WB e ELISA. Reconhece UGT2B10 humano, de camundongo e de rato (61 kDa), uma UDP-glicuronosiltransferase chave de fase II. Ideal para pesquisa de metabolismo de fármacos e desintoxicação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UGT2B10 pAb de Coelho
Observações/Apelido	UDPGT2B10; UGT2B10
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7365
GeneID	7365
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P36537
Peso da Proteína	61kDa
Envio	Saco de gelo