

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ugt2B17 Para If/Icc E Elisa - 075795

Número do item: CM0019624



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a UGT2B17 humana, uma enzima chave na glicuronidação de hormônios esteroides. Validado para IF/ICC e ELISA. Adequado para estudos de metabolismo de fármacos e pesquisa endócrina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UGT2B17 Rabbit pAb
Observações/Apelido	BMND12; UDPGT2B17; UGT2B17
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7367
GeneID	7367
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 50-200 da UGT2B17 humana (NP_001068.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	075795
Peso da Proteína	61kDa
Envio	