

Anticorpo Policlonais Anti-Ugt3A2 Para Wb, Elisa - Q3Sy77

Número do item: CM0030780

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra UGT3A2 humano, uma UDP-glicosiltransferase envolvida no metabolismo de xenobióticos. Adequado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. UniProt: Q3SY77.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	UGT3A2 Rabbit pAb
Observações/Alias	UGT3A2
Espécie	Humano
ID do Gene	167127
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-300 da UGT3A2 humana (NP_777574.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q3SY77
Peso da Proteína	60kDa
Envio	Bolsa de gelo