

Anticorpo Policlonar Anti-Uhrf1 Para Wb E Elisa - Q96T88

Número do item: CM0030537



introdução

Anticorpo policlonar de coelho direcionado ao UHRF1 humano (ICBP90/Np95), validado para western blot e ELISA. Ideal para pesquisa em epigenética, incluindo metilação de DNA, modificações de histonas e biologia do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KD Validado] UHRF1 Coelho pAb
Observações/Apelidos	Np95; hNP95; ICBP90; RNF106; TDRD22; hUHRF1; huNp95
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	29128
GeneID	29128
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 672-793 do UHRF1 humano (NP_037414.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q96T88
Peso da Proteína	90kDa
Envio	Saco de gelo