

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Uhrf1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96T88

Número do item: CM0011823



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra UHRF1 humano (SWISS Q96T88). Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Validado para WB, IHC-P e ELISA. Regulador epigenético essencial na herança da metilação do DNA e na modificação da cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	[Validado por KD] UHRF1 mAb de coelho
Observações/Alíase	Np95; hNP95; ICBP90; RNF106; TDRD22; hUHRF1; huNp95
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	29128
ID do gene	29128
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 de UHRF1 humano (NP_001276981.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q96T88
Peso da proteína	90 kDa
Envio	Bolsa de gelo