

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Uhrf2 Para Wb E Elisa - Q7Tmi3

Número do item: CM0023127

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra UHRF2 de rato, validado para Western blot e ELISA. Detecta UHRF2 humano, de rato e de rato, uma E3 ubiquitina ligase chave na metilação do DNA e regulação do ciclo celular. Ideal para pesquisa em epigenética e reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Uhrf2 Rabbit pAb
Observações/Apêndice	Nirf; 2310065A22Rik; D130071B19Rik; Uhrf2
Espécie	Rato
GeneID (Humano)	115426
GeneID	109113
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 76-359 do Uhrf2 de rato (NP_659122.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q7TMI3
Peso Proteico	90kDa
Envio	Saco de gelo