

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Uhrf2 Para Wb E Elisa - Q7Tmi3

Número do item: CM0015428

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Uhrf2 de camundongo (E3 ubiquitina-proteína ligase) validado para Western blot e ELISA. Reage com camundongo e rato. Ideal para investigar metilação de DNA, regulação do ciclo celular e vias de reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Uhrf2 Rabbit pAb
Observações/Alias	Nirf; 2310065A22Rik; D130071B19Rik; Uhrf2
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	115426
GeneID	109113
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 76-359 de Uhrf2 de camundongo (NP_659122.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q7TMI3
Peso da Proteína	90kDa
Envio	Bolsa de gelo