

Anticorpo Policloonal De Coelho Anti-Uimc1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96RI1

Número do item: CM0028450



introdução

Anticorpo policloonal de coelho direcionado a UIMC1 (RAP80) humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Imunogeno: N-terminal 1-150 aa. Adequado para pesquisa de danos e reparação do DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UIMC1 pAb de Coelho
Observações/Alias	RAP80; X2HRIP110; UIMC1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51720
GeneID	51720
Imunogeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-150 da UIMC1 humana (NP_057374.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96RL1
Peso Molecular da Proteína	80kDa
Transporte	Bolsa de gelo