

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ulbp1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bzm6

Número do item: CM0016731

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra ULBP1 humano (ligante 1 de NKG2D). Validado para WB, IHC-P e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo. Ideal para estudos de vigilância imunológica e células NK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do produto	pAb de coelho anti-ULBP1
Observações/Apelidos	N2DL-1; RAET1I; NKG2DL1; ULBP1
Espécie	Humano
ID do gene	80329 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo os aminoácidos 26-216 de ULBP1 humano (NP_079494.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	Q9BZM6
Peso da proteína	28 kDa
Envio	Embalagem de gelo