

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-ULK1 (Fosfo S555) Para Wb, If/Icc, Elisa - O75385

Número do item: CM0001264



introdução

O Anticorpo Monoclonal de Coelho Phospho-ULK1-S555 detecta especificamente a ULK1 fosforilada na Ser555. Validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com humano e camundongo. Ideal para estudos de autofagia e sinalização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Phospho-ULK1-S555
Observações/Apelido	ATG1; ATG1A; UNC51; hATG1; Unc51.1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8408
GeneID	8408
Imunógeno	Peptídeo sintético: um peptídeo fosforilado sintético em torno da S555 da ULK1 humana (NP_003556.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O75385
Peso Proteico	113kDa
Envio	Saco de Gelo