

Anticorpo Policlonal Anti-ULK1 Para Wb, If/Icc, Elisa - O75385

Número do item: CM0028314



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho ULK1 validado para WB, IF/ICC, ELISA em humano, camundongo, rato. Reconhece a quinase de autofagia de 113kDa ULK1. Adequado para pesquisas de autofagia. UniProt O75385.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	ULK1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ATG1, ATG1A, UNC51, hATG1, Unc51.1, ULK1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8408
GeneID	8408
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 350-450 do ULK1 humano (NP_003556.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O75385
Peso da Proteína	113kDa
Envio	Saco com gelo