

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-ULK1 Para Wb E Elisa - 075385

Número do item: CM0019094



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ULK1 humano (ATG1), validado em WB e ELISA, reage de forma cruzada com camundongo. Para pesquisa em autofagia e diferenciação neuronal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ULK1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ATG1; ATG1A; UNC51; hATG1; Unc51.1; ULK1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8408
GeneID	8408
Imunógeno	Proteína recombinante de ULK1 humano.
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	075385
Peso Proteico	113kDa
Envio	Saco de Gelo