

Anticorpo Policlonal Anti-ULK1/ULK2 Para Wb, Elisa - O75385 / Q8Iyt8

Número do item: CM0024642



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o ULK1 e ULK2 humanos (O75385/Q8IYT8). Ideal para aplicações de Western blot (WB) e ELISA em pesquisas sobre autofagia e diferenciação neuronal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ULK1/ULK2 pAb de Coelho
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8408/9706
Imunôgeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-283 do ULK1/ULK2 humano (NP_003556.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O75385/Q8IYT8
Envio	Saco de gelo