


Anticorpo Monoclonal Anti-ULK3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q6Phr2

Número do item: CM0012073



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra ULK3 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Tem como alvo a quinase serina/treonina envolvida na sinalização hedgehog e autofagia. Reage de forma cruzada com humano e camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ULK3 Rabbit mAb
Observações/Apelido	ULK3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	25989
GeneID	25989
Imunogênio	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 373-472 do ULK3 humano (Q6PHR2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q6PHR2
Peso Proteico	53kDa
Envio	Bolsa de Gelo