

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-ULK4 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96C45

Número do item: CM0025289



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à pseudocinase ULK4 humana, validado para aplicações de WB, IF/ICC e ELISA. Detecta ULK4 em humanos, camundongos e ratos. Adequado para pesquisas em neurociência e sinalização hedgehog.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ULK4 Rabbit pAb
Observações/Alias	FAM7C1; REC01035; ULK4
Espécie	Humano
GeneID (humano)	54986
GeneID	54986
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-290 da ULK4 humana (NP_060356.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96C45
Peso da Proteína	142kDa
Envio	Bolsa de gelo