


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Umod Para Wb, Elisa - P07911

Número do item: CM0023929



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho UMOD validado para WB e ELISA com reatividade em Humano e Rato. Ideal para estudar a função da uromodulina na biologia da membrana apical renal e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho UMOD
Observações/Apêndice	THP; FJHN; HNFJ; THGP; HNFJ1; MCKD2; ADTKD1; ADMCKD2; UMOD
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7369
Imunogênio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P07911
Peso Proteico	70kDa
Envio	Bolsa de gelo