


Anticorpo Policlonal Anti-Umps Para Wb, Elisa - P11172

Número do item: CM0025259



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o UMPS humano (OPRT/ODC). Validado para WB e ELISA. Reage com amostras humanas. Detecta uma banda a 52 kDa. Ideal para pesquisa de biossíntese de pirimidina e desenvolvimento de ensaios IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UMPS pAb de Coelho
Observações/Alias	OPRT; UMPS
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7372
GeneID	7372
Imunogénio	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 181-480 do UMPS humano (NP_000364.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P11172
Peso da Proteína	52kDa
Envio	