

Anticorpo Policlonal Anti-Unc13D Para Wb, Elisa - Q70J99

Número do item: CM0014693



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra UNC13D humano (Munc13-4) para WB e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo. Validado para pesquisas sobre exocitose de grânulos citotóxicos e função das células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho contra UNC13D
Observações/Alcunhas	FHL3, HLH3, HPLH3, Munc13-4, UNC13D
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	201294
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 891-1090 da UNC13D humana (NP_954712.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q70J99
Peso da Proteína	123 kDa
Transporte	Bolsa de gelo