

Anti-Unc50 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q53Hi1

Número do item: CM0020441

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra UNC50 humano, validado para WB e ELISA, reage com humano, camundongo e rato. UNC50 está envolvido na expressão de receptores nicotínicos neuronais e ligação de RNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UNC50 pAb de Coelho
Observações/Apelido	URP; GMH1; UNCL; HSD23; PDLs22; UNC50
Espécie	Humano
GenelD (Humano)	25972
GenelD	25972
Imunógeno	Pepetideo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q53HI1
Peso da Proteína	30kDa
Envio	Saco com gelo