

Anticorpo Policlonal Anti-Unc5B Para Wb, Elisa - Q8Izj1

Número do item: CM0018316

introdução

Anticorpo policlonal de coelho UNC5B validado para WB e ELISA, reativo com humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisa de receptor de netrina em orientação de axônios, angiogênese e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UNC5B pAb de Coelho
Observações/Apelido	UNC5H2; p53RDL1; UNC5B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	219699
GeneID	219699
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 290-377 do UNC5B humano (NP_734465.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8IZJ1
Peso da Proteína	104kDa
Envio	Saco de gelo