

Anticorpo Policlonal Anti-Unc93B1 Para Wb, Elisa - Q9H1C4

Número do item: CM0019945



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-UNC93B1 de alta qualidade validado para WB e ELISA. Adequado para pesquisa de imunidade inata e sinalização de TLR. Reage com Humano, Rato, Camundongo. Ideal para laboratórios de diagnóstico e pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UNC93B1 Rabbit pAb
Observações / Apelido	IIAE1; UNC93; UNC93B; Unc-93B1; UNC93B1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	81622
ID do Gene	81622
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 450-550 do UNC93B1 humano (NP_112192.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Camundongo
SWISS	Q9H1C4
Peso Proteico	67kDa
Envio	Saco de gelo