

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Upb1 Para Wb, Elisa - Q9Ubr1

Número do item: CM0021710



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra a UPB1 humana (beta-ureidopropionase), validado para Western blot e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre a degradação de pirimidinas e distúrbios metabólicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	UPB1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	BUP-1; UPB1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	51733
GeneID	51733
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-240 da UPB1 humana (NP_057411.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo, rato
SWISS	Q9UBR1
Peso da proteína	43kDa
Envio	Bolsa de gelo