

Anticorpo Policlonal Anti-Upf1/Rent1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q92900

Número do item: CM0015058



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra UPF1/RENT1, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano e rato. Ideal para pesquisa de decaimento mediado por nonsense. Imunógeno: peptídeo sintético. ~124 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UPF1/RENT1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	UTF; HUPF1; NORF1; RENT1; smg-2; pNORF1; UPF1/RENT1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5976
GeneID	5976
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q92900
Peso Proteico	124kDa
Envio	Saco de gelo