

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Upf1/Rent1 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q92900

Número do item: CM0011449



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a UPF1/RENT1 humana, validado para WB, IF/ICC, IP e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para estudos de degradação de mRNA mediada por nonsense e helicase de RNA. Peso molecular: 124 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UPF1/RENT1 mAb de Coelho
Observações/Apelidos	UTF; HUPF1; NORF1; RENT1; smg-2; pNORF1; UPF1/RENT1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5976
ID do Gene	5976
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 da UPF1/RENT1 humana (Q92900)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92900
Peso da Proteína	124kDa
Envio	Bolsa de gelo