


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Upf2 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Hau5

Número do item: CM0030644



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra UPF2, um regulador chave da degradação de mRNA mediada por nonsense. Validado para WB, IHC-P, IP, ELISA. Reage com humano e camundongo. Ideal para pesquisa de NMD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UPF2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	HUPF2; RENT2; smg-3; UPF2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	26019
ID do Gene	26019
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1153-1272 do UPF2 humano (NP_542166.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9HAU5
Peso da Proteína	148kDa
Envio	Saco de gelo