


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Upf2 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Hau5

Número do item: CM0014498



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o UPF2 humano (Q9HAU5), validado em WB, IHC-P, IP e ELISA. Ideal para pesquisas sobre degradação de mRNA mediada por nonsense (NMD). Reage cruzadamente com humano e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UPF2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HUPF2; RENT2; smg-3; UPF2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	26019
GeneID	26019
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1153-1272 do UPF2 humano (NP_542166.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9HAU5
Peso da Proteína	148kDa
Envio	Saco com gelo