


Anticorpo Policlonal Anti-Upf3A Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H1J1

Número do item: CM0017955



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra UPF3A humano, adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Detecta uma banda de 55 kDa; ideal para pesquisas sobre degradação de mRNA mediada por nonsense e transporte de RNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	UPF3A Rabbit pAb
Observações/Apelido	UPF3; HUPF3A; RENT3A; UPF3A
Espécie	Humana
GeneID (humano)	65110
GeneID	65110
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 327-476 da UPF3A humana (NP_075387.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q9H1J1
Peso da proteína	55 kDa
Envio	Bolsa de gelo