

Anticorpo Policlonal Anti-Upk1B Para Western Blot, Elisa - O75841

Número do item: CM0026963

introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-UPK1B validado para Western blot e ELISA. Reconhece uroplacina-1b (UPIB/TSPAN20) humana e de camundongo, adequado para pesquisas de epitélio da bexiga e estudos de placas uroteliais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UPK1B pAb de Coelho
Observações/Apelido	UPIB; UPK1; TSPAN20; UPK1B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7348
GeneID	7348
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 110-230 da UPK1B humana (NP_008883.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O75841
Peso da Proteína	30kDa
Envio	Saco com gelo